

# Souprava HémaPerls

REF: 362800-000

## Diferenciální barvení histo-cytologických struktur

Pro použití v laboratoři vyškoleným personálem. In Vitro diagnostické zařízení.

### 1 – Použití

Souprava HémaPerls je určena pro diferenciální barvení histo-cytologických struktur před mikroskopováním.

### 2 – Princip stanovení

V kyselém prostředí reagují železné ionty s ferrokyanidem draselným na ferrokyanid železitý (Pruská modrá), který ukazuje přítomnost patologického pigmentu hemosiderinu.

Tento pigment se nachází v játrech a v kostní dřeni u pacientů s nemocemi jako jsou haemochromatismus, cirhóza a některé anémie.

### 3 – Reagencie

Kyselý pufr a Ferrokyanid draselný		Mayer Haematoxylin	
361955-0005	10 x 5 ml	361620-0100	1 x 100 ml

Specifické hodnoty pro různé šarže jsou k dispozici na stránkách výrobce.

### 4 – Skladování a manipulace

Výše uvedené reagencie skladujte při pokojové teplotě (15 – 25°C), mimo přímé sluneční světlo.

Datum expirace před a po otevření jsou uvedeny na obalu.



Veškerá manipulace se vzorky a reagensy musí být prováděna vyškoleným personálem dle relevantních norem. Při manipulaci používejte správná ochranná zařízení pro jednotlivce i pro pracoviště dle příslušných regulací.

Personál musí být obeznámen s klasifikací nebezpečí materiálu. Viz bezpečnostní list pro uvedené reagencie.

Měření musí být provedeno autorizovaným personálem dle platných laboratorních řádů.

Abyste zabránili degradaci produktu, dodržujte správné skladovací podmínky.

Směs Kyselého pufru a Ferrokyanidu draselného musí být použita do 30 minut po přípravě. Poté se barva roztoku změní na světle modrou, pak modro-zelenou a již nemůže být použita. Mayer Haematoxylin po každém použití skladujte mimo sluneční světlo.

Nepoužívejte při měření kovové nástroje. Opatrně omývejte skleněné nádoby, protože jakékoliv zbytkové železo může způsobit artefakty ve vzorku.


## 6 – Příprava vzorku

Manipulujte se vzorky dle laboratorních norem.

Zkumavku se vzorkem promíchejte pomalou inverzí. Na zkumavku nasadte kapátko a na sklíčko dejte kapku krve. Druhým sklíčkem, v úhlu 45°, nejprve nechte kapku kapilárně rozšířit na šířku sklíčka, pak sklíčkem protáhněte krev podél dolního sklíčka.

Dobrý nátěr nesahá na konec sklíčka, je postupně tenčí a na konci roztřepený.

Před barvením nechte nátěr uschnout.



Pozn.: Pokud nemáte k dispozici kapátko na zkumavky, zkumavku se vzorkem otevřete a použijte pipetu.

### Manuální nátěr kostní dřeně

Pipetou dejte malou část vzorku na sklíčko. Odsajte přebytečnou krev a zbylé hromádky překryjte druhým sklíčkem. Posunováním horního sklíčka se ztenčí a rozetře vrstva buněk. Po rozetření vzorku odstraňte vrchní sklíčko a nechte vzorek uschnout.

## 7 – Příprava reagensů a nástrojů

Mayer Haematoxylin roztok je připravený k použití.

Připravte Ferrokyanid draselný roztok zatlačením na zátku lahvičky. Tím uvolníte tabletu Ferrokyanidu do kyselého pufu. Lahvičku protřepete do úplného rozpuštění. Směs je normálně turbidní.

Nasadte nalévací zobáček na lahvičku.



1 - 3: Příprava roztoku Ferrokyanidu draselného.

4, 5, 7, 8: Barvení

6: Po 30 minutách, kdy se roztok Ferrokyanidu draselného zabarví do světle modré a pak modrozelené, již roztok k barvení nepoužívejte.

## 8 – Protokoly

Níže uvedené protokoly sestávají z postupných máčení sklíček v nádobách s různými barvicími roztoky.

### Hematologické vzorky a kostní dřev – manuální barvení – manuální mikroskopická analýza

Délka barvení: 39 minut

Kroky	Reagencie	Čas [min:s]	Instrukce
Fixace	Methanol	03:00	-
Schnutí	-	-	Sušte na vzduchu
Barvení	Ferrokyanid draselný roztok	30:00	Viz obrázek výše
Opláchnutí	Destilovaná voda	-	
Barvení	Mayer Haematoxylin	03:00	
Opláchnutí	Voda	03:00	
Schnutí	-	-	Sušte na vzduchu

## 9 – Předpokládané výsledky

**Železné soli:** Sytě modrá

**Jádro:** Modrá

Pokud se výsledky liší od předpokladu, kontaktujte prosím výrobce nebo jeho zástupce.

## 10 - Charakteristika

Analytická validita reagensů je zaručena CE certifikací. Pro optimální výsledky používejte čisté a suché laboratorní příslušenství. Laborať je zodpovědná za kontaktování výrobce nebo jeho zástupce při jakékoliv závažné příhodě.

Stabilita barvení a reprodukovatelnost závisí na správném použití nástrojů. Při správném nabarvení by mělo být nabarvení stabilní několik dní. Výrobce doporučuje pokrýt nabarvená sklíčka montovacím médiem a skladovat je mimo světlo a prach.

## 11 – Kontrola kvality

Uživatelé jsou zodpovědní za provedení kontroly kvality, její procedury a návaznosti s příslušnými laboratorními řády.

Výrobce doporučuje provést kontrolu kvality alespoň při výměně reagensů a pro první barvicí cyklus dne. Sklíčko pro kontrolu kvality by měly být řádně nabarveny a bez usazenin.

Výsledky barvení kontrol musí být v souladu s výše uvedenými předpokládanými výsledky.



Kontrolu kvality musí provádět řádně vyškolený personál.

Pokud produkt vypadá jinak, než je uvedeno výše, nepoužívejte produkt a kontaktujte Výrobce nebo jeho zástupce ve Vašem regionu.

## 12 – Bezpečnostní údaje

Se všemi vzorky biologického původu by se mělo manipulovat jako s potencionálně infekčními. Likvidaci provádějte dle místních platných regulací.

Chemický a biologický odpad musí být shromážděn a likvidován registrovanými společnostmi. Bezpečnostní údaje jednotlivých reagensů naleznete v jejich příslušných bezpečnostních listech.

<b>Kyselý pufr a Ferrokyanid draselný</b>			Varování
H315	Způsobuje podráždění pokožky.		
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.		
P264	Po manipulaci si důkladně umyjte ruce.		
P280	Používejte ochranné rukavice, oblečení, ochranu očí a obličjeje.		
P337+P313	Při přetrvávajícím podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.		
<b>Mayer Haematoxylin</b>			Varování
H302	Škodlivý při požití.		

P301+P312	PŘI POŽITÍ: Pokud se necítíte dobře, volejte lékaře nebo toxikologické středisko.
-----------	---

### 13 – Reference

**LORD-DUBE H. L'ITALIEN R.** *Hématologie*, éd. Décarie, 1983, p. 194-196.

**SOCIETE FRANCAISE D'HEMATOLOGIE (SFH)**, *Guides des bonnes pratiques des ponctions médullaires*, Juin 2003, VI.2

**THEML H.**, *ATLAS de poche d'Hématologie, Médecine-Sciences Flammarion*, p. 19-25, 2000

Revize: 01\_2026, Verze IFU095A-RAL